

 **Dyna-Form®**  
**Static Air HZ**

Le système **Dyna-Form® Static Air HZ** – Une Nouvelle Génération de Surface de Support Statique, développé en collaboration avec le Welsh Wound Innovation Centre.

Dyna-Form Static Air HZ est un système de matelas de remplacement qui allie les avantages de la technologie efficace de déplacement de l'air et des mousses modernes d'excellente qualité visant à fournir une nouvelle forme innovante de prévention et de gestion des escarres. Le système dispose d'une Intelligent Heel Zone, une nouvelle zone d'air unique pour le talon, et d'un noyau en U spécialement conçu pour atténuer efficacement la pression au niveau du talon qui est une zone particulièrement vulnérable. Le système Dyna-Form Static Air HZ est spécifiquement conçu pour les patients considérés comme à « **Risque Très Élevé** » de développer des escarres.

Les niveaux élevés de confort permettent d'améliorer les soins dispensés aux patients. Le système ne nécessite pas de pompe actionnée électriquement et est idéal pour être utilisé dans un milieu communautaire et dans un centre de soins palliatifs.

Le système offre des avantages cliniques et une facilité d'utilisation et peut donc être utilisé dans des services de soins aigus. De l'air et de la mousse et des cellules d'air sont incorporés dans la zone de basse pression du talon et le système de valve breveté permet au système Reactive Airflow System (RAS™) de s'adapter au poids et aux mouvements du patient.

Dyna-Form Static Air HZ cartographie les zones de pression 20% de mieux qu'un matelas en mousse de qualité haut de gamme et offre une meilleure capacité de poids maximal (254 kg). Toutes les pièces sont interchangeables et peuvent être remplacées permettant ainsi de maximiser la durée de vie du produit, de réduire l'utilisation dynamique du matelas afin de fournir une solution très rentable de gestion des escarres. Le matériau externe Dartex™ est multi-extensible, perméable à la vapeur, inclut une fermeture à glissière de protection et

### Spécifications techniques

<b>Code Produit</b>	<b>MAT/STAT/HZ/198/88/15</b>
<b>Catégorie de risque</b>	Risque Très Élevé
<b>Limite de Poids</b>	Aucune limite de poids minimum. Capacité produit évaluée à 254 kg
<b>Garantie</b>	5 Ans
<b>Dimensions</b>	(Longueur) 198cm x (Largeur) 88cm x (Hauteur) 15cm – Plusieurs tailles sont disponibles
<b>Poids du produit</b>	10kg
<b>Résistance au feu</b>	BS7177; 2008 (Crib 5 Composite)
<b>Nettoyage possible avec une solution hypochlorite</b>	contenant 1000 ppm (partie par million) / 0,1% de chlore actif. (ou peut être utilisée conformément aux lignes directrices de contrôle des infections de votre pays)

### Contrôle des infections / Nettoyage possible avec une solution hypochlorite

La housse du matelas doit être nettoyée avec une solution hypochlorite diluée dans de l'eau chaude.

