

 **Dyna-Form®**
Static Air HZ

ダイナフォーム® Static Air HZ - ウェールズ創傷イノベーションセンターと共同開発した新世代の固定サポートサーフェスです。

ダイナフォーム Static Air HZは革新的な褥瘡の予防と管理の新基準のために最高のモダンなフォームと効果的な空気置換技術の利点を組み合わせたマットレス交換システムです。新しいユニークな“空気だけ”のインテリジェント・ヒールゾーンと特別に設計されたU-Coreは、特に脆弱なかかと部位の圧力を軽減します。ダイナフォーム Static Air HZは、褥瘡のリスクが非常に高いとみなされる患者様のために特別に設計されています。

高レベルの快適性は患者様のコンプライアンス向上につながり、パワーポンプが不要であるシステムは、コミュニティや緩和ケア環境での使用に適しています。同時に、臨床的な利点と使いやすさのために急性病棟の環境にも適しています。ユニークな低圧ヒールゾーン内にフォームのみのセルとフォームと空気を組み合わせたセルを両方採用しており、特許取得済みのバルブシステムはリアクティブエアフローシステム (RASTM)テクノロジーにより患者の体重と運動に調整することができます。

ダイナフォーム Static Air HZ のプレッシャーマップは高品質マットレスより20%優れており、最大26ストーン/165kgまでのより高い重量容量を実現しています。すべての構成部品は置き換え・交換可能で、製品寿命を最大化するとともに動的なマットレスの使用を削減し、床ずれのケアに対して非常にコスト効果の高いソリューションを提供します。Dartex™アウター透湿性高機能ストレッチ素材のカバーは、高周波溶接と深いフラップジップ保護を組み込み、最も厳しい感染対策ポリシーに準拠しています。

技術仕様

製品コード	MAT/STAT/HZ/198/88/12
リスク区分	非常に高リスク
重量制限	最低重量制限なし、26ストーン/165kgまで対応
製品保証	5年
寸法	(長さ) 198cm × (幅) 88cm × (高さ) 12cm ご希望に応じて別サイズも承ります
製品重量	10kg
難燃性	BS7177; 2008 (クリブ 5 コンポジット)
漂白剤対応	1,000 ppm に希釈または 0.1% (または地域の感染対策ガイドラインに準拠して使用)

感染対策 / 漂白剤対応

マットレスカバーは適切に希釈した漂白剤と温かい水で拭う

非常に高
リスク

