



# Dyna-Form™ Jupiter

ダイナフォームJupiterマットレスは、褥瘡のリスクが高いとみなされる患者様による使用に適しています。モダンなフォームデザインを採用し、褥瘡を防止するために片側が城郭型に形成されていますが、同時に患者様の快適さも提供します。このマットレスは旋回、移動などの手順を経ることなく使用できます。Jupiterはどのような電気式ベッドフレームとでも快適に使用することができます。その耐久性のあるデザインには最高品質のCMHRフォームと生地が採用されており、モダンなマットレスであるだけでなく、耐感染性を高めるカバーも提供しています。

## 特長

## 利点

- |       |   |                                     |
|-------|---|-------------------------------------|
| ①a ①b | 城郭形状フォーム(涙滴状ダクトカット処理済)                            | 1a かかと部分には小さめの城郭形状セル 1b 腰、仙骨用の大きなセル |
| ②     | 片側がカット表面  | 旋回手順なしで使用可能                         |
| ③     | 高機能ストレッチ素材、透湿性生地 (抗真菌剤を含浸)                        | 剪断力と摩擦推力を減少させると同時に感染対策ポリシーにも準拠      |
| ④     | 完全縫製または高周波溶接のカバー (注: 溶接カバーのオプションには多少の別途料金が加算されます) | 耐水性で除染プロセスに役立ちます (最高95°Cまでの洗濯に対応)   |
| ⑤     | 完全に交換可能な部品  | 優れた費用対効果                            |

## 技術仕様

製品コード	MAT/JUP/198/88/10
リスク区分	高リスク
重量制限リミット	18 ストーン / 114kg
製品保証	3年
寸法	(長さ) 198cm × (幅) 88cm × (高さ) 10cm - ご要望に応じて別サイズも承ります
フォーム密度	34~36kg/m <sup>3</sup> 通常の硬さ- 125ニュートン
疲労特性クラス	非常に高い
難燃性	BS7177: 2008 (クリブ 5 コンポジット)
重量	6.6kg
漂白剤使用	1,000 ppm に希釈または0.1% (または地域の感染対策ガイドラインに準拠して使用)