



Dyna-Pad™ Mattress Overlay

Le **Surmatelas Dyna-Pad** est spécifiquement conçu pour les patients considérés comme à « **Risque** » de développer des escarres. **Dyna-Pad** peut être utilisé avec tout type de matelas standard. Il est fabriqué à base de mousse CMHR (combustion modified high resilient ou haute résilience à combustion modifiée) de haute qualité et dispose d'un système « coupe crénelée », d'une housse multi-extensible, perméable à la vapeur et d'une base antidérapante. Ce produit peut être utilisé à domicile.

Caractéristiques

Avantages

1a 1b	Mousse CMHR crénelée	1a cellules crénelées plus petites pour les talons; 1a cellules plus grandes pour le sacrum
2	Matériau externe multi-extensible, perméable à la vapeur (imprégné d'un agent antifongique)	Réduit le niveau de friction et de cisaillement et répond aux politiques de contrôle des infections
3	Housse cousue ou soudée (Note : l'option housse soudée est disponible moyennant un coût supplémentaire)	Empêche les fluides de pénétrer et peut être décontaminé (lavage à 95°C)
4	Base antidérapante (moyennant un coût supplémentaire)	Empêche les dérapages ; permet d'assurer la sécurité du patient
5	Les pièces peuvent être remplacées	Excellent rapport qualité prix

Technical Specifications

Code Produit	OLAY/PAD/198/88/9
Catégorie de risque	A risque
Limite de poids	165kg
Garantie	Mousse 2 ans / Housse 2 ans
Dimensions	(Longueur) 198cm x (Largeur) 88cm x (Hauteur) 9cm
Densité de la mousse	34–36kg/m3
Indice de fatigue	Dureté nominale – 125 Newtons Très important
Résistance au feu	BS7177; 2008 (Crib 5 Composite)
Poids du produit	6kg
Nettoyage possible avec une solution hypochlorite	1000 ppm (partie par million) / 0,1% de chlore actif. (ou utilisation conforme aux lignes directrices de contrôle des infections de votre pays)