



## Dyna-Form Mercury

Il materasso **Dyna-Form Mercury** è specificamente progettato per un impiego in caso di pazienti con un profilo ad **alto rischio** di sviluppare lesioni da decubito. Creato con uno speciale profilo e da una speciale e innovativa miscela di schiume di elevata qualità definita (CMHR) questo prodotto fornisce non solo le migliori proprietà di redistribuzione delle pressioni, ma garantisce anche un ideale comfort per il paziente e una longevità del prodotto. La particolare struttura delle zone perimetrali consente una solida stabilità durante il trasferimento dei pazienti. Limitando i rischi di cadute accidentali. Completo di un cover multi-stretch, permeabile al vapore e una base in poliuretano rinforzato, il materasso **Mercury** fornisce nel contempo un importante contributo al controllo delle infezioni e un elevato standard clinico nell'utilizzo in ambienti Ospedalieri, RSA e a livello domiciliare.

### Caratteristiche

### Benefici

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <p>1a 1b</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> | <p>Schiuma alveolata con speciali profili</p> <p>Elevata qualità della schiuma CMHR alla base e lungo le zone perimetrali</p> <p>Cover permeabile al vapore multi-stretch (trattato con agente antimicotico)</p> <p>Cover saldata ad alta frequenza.</p> <p>Cover PU multi resistente / base antiscivolo</p> <p>Componenti interni sostituibili</p> | <p>1a una sezione di cellule poliuretaniche di dimensione ridotta per la zona gambe/talloni. 1b una sezione di cellule poliuretaniche di dimensione ampia per una ottimale distribuzione della pressione nella zona sacrale.</p> <p>Impedisce al paziente di toccare la base e semplifica lo spostamento dei pazienti.</p> <p>Riduce le forze di taglio e frizione e assicura un elevato controllo delle infezioni.</p> <p>Impedisce l'ingresso dei fluidi e semplifica i processi di decontaminazione (può essere lavato fino a 95°C).</p> <p>Elevata resistenza all'idrolisi e alle lacerazioni</p> <p>Garantisce un risparmio economico per il cliente</p> |
|---|---|---|

### Specifiche Tecniche

<b>Codice prodotto</b>	<b>MAT/MER/198/88/15</b>
<b>Categoria di rischio</b>	Alto rischio
<b>Portata limite</b>	254kg
<b>Garanzia</b>	8 anni per le schiume / 4 anni per il cover
<b>Dimensioni</b>	(Lungh.) 198cm x (Largh.) 88cm x (Alt.) 15cm. Diverse dimensioni disponibili su richiesta
<b>Densità delle schiume</b>	Schiama Blu 38–40kg/m <sup>3</sup> Durezza Nominale – 200 Newtons Schiama Rosa 38–40kg/m <sup>3</sup> Durezza Nominale – 120 Newtons
<b>Classe di resistenza</b>	Molto severa
<b>Classe Fuoco</b>	BS7177; 2008 (Crib 5 Composite)
<b>Peso</b>	11kg
<b>Disinfezione con Ipoclorito di sodio in P.C.. o soluzioni compatibili e approvate.</b>	Diluizione 1.000 ppm o 0,1% (da utilizzare unitamente alle linee guida di controllo infezioni stabilite localmente)