



ダイナテック Owl クッションは、「フクロウ」輪郭のデザインにより卓越した圧力再分布を提供する、ユニークなデザインの姿勢管理製品です。本製品は、褥瘡のリスクが高いとみなされる患者様のために特別に開発されました。他の主な機能に加えて、特に骨盤傾斜に対する配慮を組み込んでいます。円形面内に座骨結節が収まるような設計を主眼とするこの製品では、通常なら皮膚が損傷してしまう脆弱な部分においても、患者様の体重が均一に分布されます。ダイナテック Owl は、患者様の快適性と褥瘡ケアという究極の組み合わせを提供します。

特徴

- ① ユニークな「フクロウ」状表面デザイン
- ② 輪郭が形成されたフォーム表面
- ③ 最高品質のCMHRフォーム
- ④ 高機能ストレッチ素材の透湿性カバー（抗真菌剤を含浸）
- ⑤ ノンスリップ仕様のベース
- ⑥ たるみ補償器が利用可能

利点

- 優れた骨盤の安定性と坐骨の収容性を提供します
- 優れた圧力再分布と重要な患者の快適さを提供します
- 患者が座ったまま立ち上がれなくなるのを防止し、移動を支援します
- 剪断力と摩擦推力を減少させると同時に感染対策ポリシーにも準拠(最高95°Cまで洗濯可能)
- 高度な患者安全性を提供し、移動や取り扱いが簡単
- 車椅子利用者に最適

技術仕様

| | |
|---------|--|
| 製品コード | CUSH/OWL/46/43/7.5 |
| リスク区分 | 高リスク |
| 重量制限 | 24 ストーン / 152kg |
| 製品保証 | 2 年 |
| 寸法 | (長さ)46cm × (幅)43cm × (高さ)7.5cm 18" × 17" × 3" ご要望に応じて別サイズも承ります |
| フォーム密度 | CMHRベース 3840kg/m ³ 名目上の硬度 200 ニュートン |
| 疲労特性クラス | 強 |
| 難燃性 | BS7176; 2007 |
| 重量 | 1.3kg |
| 漂白剤使用 | 1,000 ppm に希釈または 0.1% (もしくは地域の感染対策ガイドラインに準拠して使用) |